

Leoltási módszerek gyorsítása, automatizálása




Mráz Balázs
Bentley Magyarország Kft.

2018.05.17.


Spirállemezes szélesztő

- ▶ MSZ EN ISO 4833-2 & 7218 által elismert módszer
- ▶ Hígítási sor készítésének gyorsítása
- ▶ Nagymértékben csökkenti
 - élőmunka igényt
 - anyagfelhasználást



Spirállemezes szélesztő

- ▶ MSZ EN ISO 4833-2 & 7218 által elismert módszer
- ▶ Hígítási sor készítésének gyorsítása
- ▶ Nagymértékben csökkenti
 - élőmunka igényt
 - anyagfelhasználást




WASP Touch

- Rugalmas minta felvitel
- Automatikus adatrögzítés (dátum, idő, felhasználónév, Petri-csésze azonosító)



- Automatikusan adagolt, precíz mennyiségű fertőtlenítőszer
- Beépített vákuum rendszer
- Egy szélesztés 8 másodperc
- 3 – 4 $\log_{10}$ hígítás egy Petri csészén
- Eredmények értékelése manuálisan vagy automatával



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

