

Allerflow | Gluten

Az AllerFlow Gluten egy olyan gyors és kényelmes teszt, amellyel felületi glutén fehérje maradványt lehet meghatározni, így képezve szerves részét az allergének ellenőrzésének. A Hygiene által fejlesztett mintavételi eszközt kombinálva a hagyományos laterális technológiával, a felületi glutén ellenőrzés könnyebb, mint valaha. Eltérően más készletektől, amelyek számos részből állnak, az AllerFlow Glutén teszt csak két egységből áll – a mintavételi eszközből és egy laterális kazettából. A mintavető teszt tartalmazza az előre adagolt extrakciós puffert a következetes mintavételhez és a könnyű kezeléshez. Mintavételezést követően a mintát közvetlenül a laterális kazettára kell tölteni és 10 perc alatt megkapjuk az eredményt.

ELŐNYÖK:

- kényelmes és gyors mintavételezés, minimális betanítással;
- az előre nedvesített tamponfej teszi a mintavételt megbízhatóvá és pontosná az eredményeket;
- egyszerű, két részből álló készlet, amely tartalmazza az összes szükséges anyagot – nem kell sem pipetta, sem üveg, sem mérleg vagy fűtőegység;
- előreadagolt, önálló extrakciós puffert tartalmaz, így biztosítva a következetes eredményeket;
- könnyen értelmezhető laterális teszteredmények 10 percen belül;
- kifejezetten a búza, az árpa, a rozs és a zab glutén frakciójára specifikus;
- nincs keresztreakció szójára, rizsre vagy kukoricára;
- 15 hónap eltarthatóság szobahőmérsékleten vagy hűtött körülmények között (2 – 25°C).

ÉRZÉKENYSÉG:

- érzékenység 5 µg/tampon (5 ppm) glutén 10 perc alatt

POZITÍV EREDMÉNY:



NEGATÍV EREDMÉNY:



ALLERFLOW GLUTEN ELJÁRÁS:

