

AlerTox® Sticks

Önellenőrzésben használható gyors allergén kimutatására szolgáló gyors tesztek. Az AlerTox® tesztek kvalitatív immunkromatográfiás tesztek, nagymértékben specifikusak a kimutatni kívánt allergénre. A tesztekkel már 1–20 ppm allergén is kimutatható.

Kimutatható allergének:



Az AlerTox teszt hatékony eszköz az esetleges allergén szennyezés kimutatására a nyersanyagból, a végtermékből vagy a mukafelületről.

Az AlerTox Stick előnyei:

- Gyors és megbízható tesztek
- Nincs kereszt-reakció
- Nagy érzékenység
- Eredmény 10 percen belül

Ipari alkalmazás:

- Az élelmiszerek allergén tartalmának fél-kvantitativ meghatározása
- Élelmiszerek minőségellenőrzése
- Az allergén szennyezettség nyomon követése az élelmiszerekben, folyadékokban és felületeken
- A HACCP, ISO 22000, BRC és IFS bevezetésére és a megfelelés igazolására

Vizsgálati protokoll:


FELÜLETEK



ÉLELMISZEREK

hal, rákfélék, mandula, mogyoró, mustármag és szója

teljes tej, kazein, β-laktoglobulin és tojás



Kit	Kódszám	Kiszerezés	Érzékenység [ppm]	Ár
AlerTox®Sticks Casein	HYG KT-5781	10 strips	2.5 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Casein	HYG KT-5772	25 strips	2.5 ppm	89 760,- Ft
AlerTox®Sticks β-Lactoglobulin	HYG KT-5782	10 strips	2.5 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks β-Lactoglobulin	HYG KT-5773	25 strips	2.5 ppm	89 760,- Ft
AlerTox®Sticks Crustacea	HYG KT-6126	10 strips	10 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Peanut (HAMAROSAN!) (pörköléstől függően)	HYG KT-6128	10 strips	5–500 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Hazelnut	HYG KT-6129	10 strips	20 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Almond	HYG KT-6127	10 strips	20 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Soy	HYG KT-6125	10 strips	10 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Egg	HYG KT-5899	10 strips	2.5 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Egg	HYG KT-5898	25 strips	2.5 ppm	89 760,- Ft
AlerTox®Sticks Fish	HYG KT-6131	10 strips	5 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Mustard Seeds	HYG KT-6370	10 strips	2 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Total Milk	HYG KT-6495	10 strips	2.5 ppm	44 200,- Ft
AlerTox®Sticks Total Milk	HYG KT-6496	25 strips	2.5 ppm	89 760,- Ft
GlutenTox PRO	HYG KT-5660	25 strip	5–10–20–40 ppm	89 760,- Ft



www.bentleylabor.hu

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100



GlutenTox® Pro

GlutenTox Pro

élelmiszer és felületek vizsgálatához

Kifejezetten konyhák, éttermek és élelmiszeripari gyártóknak kifejlesztett glutén kimutatásra alkalmas teszt készlet. Alkalmas élelmiszerek, italok és felületek vizsgálatára. A GlutenTox Pro G12 antitestet tartalmaz, amely antitest a cöliákias betegek esetében az autoimmun választ kiváltó anyagot (33 aminosavból álló peptidszekvenciát) ismeri fel.

- AOAC-RI teljesítmény tesztelt módszer különböző élelmiszer típusokra és felületekre
- Ételekre kevesebb mint 20 perc alatt, felületek esetében kevesebb mint 10 perc alatt mutat eredményt
- Választható érzékenység: 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm kimutathatósági határral élelmiszerben
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés

Cikkszám: KIT3000 (25 db)



GlutenTox Pro Surface

felületek vizsgálatához

- Nagyon érzékeny: 10 ng/cm² glutén
- Csupán 2 lépésben, kevesebb mint 10 perc alatt ad eredményt
- Validált eljárás különböző típusú felületekhez
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



GlutenTox Pro Surface Fast

felületek vizsgálatához

- Egyetlen egyszerű lépés és megvan az eredmény
- Nagyon érzékeny: 10 ng/cm² glutén
- Kevesebb mint 4 percen belül ad eredményt magasabb glutén szennyezésre és 10 percen belül maradványra
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés

Cikkszám: KIT3003 (50 db)

GlutenTox® SticksPlus

GlutenTox Sticks Plus

élelmiszer és felületek vizsgálatához

- Kevesebb mint 60 perc alatt mutat eredményt ételknél, és 10 percen belül felületek esetén
- Rugalmas protokoll a minta tulajdonságaitól függően
- Érzékeny glutén kimutathatósági határ (3 ppm)
- Validált a főbb étel típusokra
- Fél kvantitatív glutén teszt mintából
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



GlutenTox Sticks Plus

élelmiszer és felületek vizsgálatához leolvasóval

- Validált a főbb étel típusokra
- Rugalmas protokoll a minta tulajdonságaitól függően
- Érzékeny glutén kimutathatósági határ (1 ppm)
- A GlutenTox Reader használatával számszerűsíthető a glutén jelenléte 1-40 ppm között
- Eredményt ad 90 perc alatt étel és üdítőital mintákból
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



Cikkszám: KIT3005(25 db)

Cikkszám: KIT3007 (12 kazetta)

GlutenTox Home

GlutenTox Home

élelmiszer vizsgálatok otthon, étteremben, iskolában vagy utazás során

- Választható érzékenység: 5 ppm vagy 20 ppm glutén
- Eredményt ad 10 percen belül
- Kimutatja a glutént árpából, búzából, rozsából és ritka zabfajtákból
- Tökéletes menet közbeni tesztelésre
- Szobahőmérsékleten tárolható (15-25°C)

Cikkszám: KIT3009 (2 db), KIT3010 (5 db)



www.bentleylabor.hu

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

